

Contragel® vert

Mode d'emploi (À conserver S.V.P.!)

Pour utilisation avec un diaphragme ou une cape cervicale (contraception) en latex naturel ou en silicone. Convient également à une utilisation avec préservatifs en caoutchouc naturel ou en polyuréthane. Hydrosoluble, incolore.

Instructions d'utilisation

Avant d'introduire le diaphragme ou la cape cervicale, mettez environ une cuillerée à café (3 ml) de Contragel Vert dans le diaphragme ou dans la cape cervicale. En l'occurrence, respectez également les instructions d'utilisation de votre diaphragme ou de votre cape cervicale.

Composition

Eau, acide lactique, lactate de sodium, cellulose, acide sorbique.

Conservation

A tenir au sec entre 4°C et 25°C. Tenir le tube bien fermé.
Date de conservation minimum: cf. mention sur le tube.



Utiliser dans les trois mois après ouverture.

Effets secondaires

Grâce à son pH, le Contragel Vert est compatible avec la flore vaginale. Il est possible de l'appliquer aussi souvent et aussi longtemps que vous le souhaitez. En cas de désagréments, ne poursuivez pas l'utilisation de Contragel Vert, et consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Incompatibilités

Aucune information relative à des incompatibilités ne nous est parvenue.

Indication

Contragel Vert n'est efficace qu'en association avec l'utilisation d'un diaphragme vaginal (p. ex. Caya Diaphragm) ou d'une cape cervicale (p. ex. FemCap ou Lea Contraceptivum). L'application **seule** de Contragel Vert comme gel contraceptif, sans barrière mécanique, **n'est pas** une méthode de contraception sûre.



DeltaMed GmbH
Raiffeisenstr. 8a, 61169 Friedberg, Allemagne

Distributeur mondial

Kessel GmbH, 64546 Mörfelden/Walldorf, Allemagne
Tel. +49 (0) 6105 20 37 20, www.medintim.de

Made in Germany

CE 0124 Dispositif médical

Contragel® verde

Istruzioni per l'uso (Conservare le presenti istruzioni!)

Da utilizzare con diaframmi e cappucci cervicali in lattice (contraccezione) di gomma naturale o silicone. Compatibile anche con profilattici in lattice di gomma naturale o poliuretano. Idrosolubile, incolore.

Istruzioni per l'uso

Prima di inserire il diaframma o il cappuccio cervicale applicare una quantità di Contragel Verde corrispondente a circa un cucchiaino da tè pieno (3 ml) nel diaframma o nel cappuccio cervicale. A tal fine rispettare anche le istruzioni per l'uso del diaframma o del cappuccio cervicale.

Composizione

Acqua, acido lattico, sodio lattato, cellulosa, acido sorbico.

Conservazione

Conservare in un luogo asciutto da 4°C a 25°C. Conservare il tubo sempre sigillato. Data di scadenza: vedere la data impressa sul tubo.



Dopo aperto, consumare entro 3 mesi.

Effetti collaterali

Contragel Verde è perfettamente compatibile con la flora vaginale grazie al suo particolare pH. Può essere quindi utilizzato all'occorrenza senza limiti di tempo. Qualora dovessero manifestarsi disturbi di qualsiasi natura, interrompere l'uso di Contragel Verde e rivolgersi al proprio medico o farmacista.

Incompatibilità

Non sono note informazioni su incompatibilità durante l'uso di Contragel Verde.

Avvertenza

Contragel Verde è efficace solo se utilizzato in associazione a un diaframma (ad esempio Caya Diaphragm) o a un cappuccio cervicale (ad esempio FemCap o Lea Contraceptivum). Contragel Verde utilizzato **da solo** – cioè senza barriera meccanica – **non rappresenta** un metodo contraccettivo sicuro.



DeltaMed GmbH
Raiffeisenstr. 8a, 61169 Friedberg, Germania

Distributore

Kessel GmbH
64546 Mörfelden/Walldorf, Germania
Tel. +49 (0) 6105 20 37 20, www.medintim.de

Made in Germany

CE 0124 Prodotto medicale

Contragel® verde

Instrucciones de uso (¡Favor guardar!)

Para el uso con diafragmas y pesarios oclusivos hechos (anticoncepción) de látex de caucho natural o silicona. Es también apto para el uso con condones de caucho natural o poliuretano. Soluble en agua, incoloro.

Instrucción de uso

Antes de introducir el diafragma o el pesario oclusivo poner aproximadamente una cucharadita (3 ml) de Contragel Verde en el diafragma o el pesario oclusivo.

Véase también las instrucciones de uso del diafragma o del pesario oclusivo.

Composició

Agua, ácido láctico, lactato sódico, celulosa, ácido sórbico.

Conservación

Guardarse en un lugar seco entre 4°C y 25°C. Mantener el tubo de envase siempre cerrado. Para la fecha de caducidad véase la imprenta en el tubo de envase.



Después de abierto, utilizarse en un plazo de 3 meses.

Efectos secundarios

En base a su valor-pH, Contragel Verde es compatible con la flora vaginal. Puede aplicarse las veces y por el tiempo que se deseen. En caso que surgieran problemas en la aplicación, interrumpir el uso de Contragel Verde y consultar al médico o farmacéutico.

Incompatibilidades

No hay información alguna sobre cualquier incompatibilidad.

Observación

Contragel Verde sólo es efectivo utilizado en combinación con un diafragma/pesario (p.ej. Caya Diaphragm) o un capuchón cervical (p.ej. FemCap o Lea Contraceptivum). Contragel Verde utilizado como gel anticonceptivo **sólo**, sin barrera mecánica, **no** es un método anticonceptivo seguro.



DeltaMed GmbH
Raiffeisenstr. 8a, 61169 Friedberg, Alemania

Venta

Kessel GmbH, 64546 Mörfelden/Walldorf, Alemania
Teléf.: +49 (0) 6105 20 37 20, www.medintim.de

Made in Germany

CE 0124 Producto medicinal